

使用前准备

A. 无线传感器

传感器通过蓝牙无线连接技术或 USB 线与设备连接。


B. 软件

威尼爾 Vernier Graphical Analysis

使用该软件可以进行数据采集、图像生成、数据分析与共享等。

C. 设备

威尼爾无线系列传感器可连接常见的终端设备，如计算机、LabQuest3、平板、手机等各类移动设备。



使用前准备

A. 有线传感器

传感器有线连接到数据采集器上。

B. 数据采集器

将传感器获取的信息传输至软件。

C. 设备


威尼尔有线系列传感器可通过数据采集器连接至电脑。

D. 软件

使用软件可以进行数据采集、图像生成、数据分析与共享等。

E. 实验手册

威尼尔有多种实验手册可供参考。



使用前准备

A. LabQuest 3

传感器有线连接到数据采集器上。

B. 传感器

通过蓝牙无线连接技术或有线连接方式与 LabQuest 3 相连。

C. 软件

LabQuest 3 内置软件，学生可以直接进行数据分析和图像处理。

D. 实验手册

威尼尔有多种实验手册可供参考，涵盖多个学科及各种学习阶段。

